

Коагулятор Covidien SURGISTAT II

ФСЗ 2011/10147

электрохирургический, режимы коагуляция,
коагуляция биполярная / монополярная, выходное
напряжение 540 В, частота излучения 0.6 МГц

Covidien LLC, США



Характеристики

Область применения	малая хирургия
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция
Коагуляция	биполярная / монополярная
Выходное напряжение	540 В
Частота излучения	0.6 МГц
Выходная мощность	120 Вт
Память выбранных режимов	Да
Размеры	260 ×305× 152 мм
Масса	6.5 кг