

Коагулятор BOWA ARC 100

РЗН 2014/2050

электрохирургический, режимы коагуляция / резание, коагуляция биполярная / монополярная, частота излучения 0.50 МГц, пинцет, набор электродов, нейтральный электрод

BOWA-electronic GmbH & Co.KG, Германия



Характеристики

Область применения	гинекология / косметология / кардиохирургия / малая хирургия / ЛОР / нейрохирургия / пластическая хирургия / торакальная хирургия / челюстно-лицевая хирургия
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / резание
Коагуляция	биполярная / монополярная
Частота излучения	0.50 МГц
Выходная мощность	100 Вт
Кабель	Да
Память выбранных режимов	Да
Педаль	Да
Пинцет	Да
Набор электродов	Да
Нейтральный электрод	Да
Размеры	280×114×310 мм
Масса	5.6 кг

Дополнительные характеристики

Особенности электрохирургического высокочастотного аппарата BOWA ARC 100:

- высокая эффективность;
- компактные габаритные размеры;
- возможность подключения двух ВЧ-инструментов одновременно к монополярному и биполярному разъему;

- выходная мощность 100 Вт обеспечивает соответствие любым требованиям при амбулаторном лечении;
- точное монополярное рассечение и эффективная коагуляция;
- для монополярного рассечения имеются режимы Чистый разрез (PureCUT) и Сухая резка (DryCUT);
- для монополярной коагуляции имеются режимы Умеренный (Moderate) и Форсированный (Forced);
- наличие универсального разъема для возможности подключения инструментария различных производителей;
- наличие режима Bipolar COAG обеспечивающего точнейшую коагуляцию ткани при помощи биполярного инструмента;
- возможность программирования и управления прибором при помощи ножного переключателя;
- наличие режима EASY (непрерывный контроль прилегания нейтральных электродов);
- стандартная комплектация прибора включает в себя все необходимые для проведения процедур инструменты.