

Коагулятор BOWA ARC 303

РЗН 2014/2050

электрохирургический, режимы коагуляция / резание,
коагуляция биполярная / монополярная /
бесконтактная, частота излучения 0.33 МГц, пинцет,
набор электродов, нейтральный электрод

BOWA-electronic GmbH & Co.KG, Германия



Характеристики

Область применения	гинекология / кардиохирургия / ЛОР / нейрохирургия / общая хирургия / пластическая хирургия / травматология / челюстно-лицевая хирургия
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / резание
Коагуляция	биполярная / монополярная / бесконтактная
Частота излучения	0.33 МГц
Выходная мощность	300 Вт
Кабель	Да
Память выбранных режимов	Да
Педаль	Да
Пинцет	Да
Набор электродов	Да
Нейтральный электрод	Да
Размеры	430×150×40 мм
Масса	10 кг

Дополнительные характеристики

Особенности электрохирургического высокочастотного аппарата BOWA ARC 303:

- высокая эффективность;
- компактные габаритные размеры;
- возможность одновременного подключения двух монополярных и одного биполярного инструмента;

- выходная мощность 300 Вт дает возможность проведения резекции при помощи монополярных резектоскопов и гистероскопов. и проводить вапоризацию тканей;
- точное монополярное рассечение и эффективная коагуляция;
- наличие программ GastroCutLOOP и GastroCutKNIFE для внутрисветовой эндоскопии;
- наличие возможности выбора частоты импульсов резания и коагуляции в соответствии с тремя запрограммированными скоростями: медленной, средней и быстрой;
- наличие универсального разъема для возможности подключения инструментария различных производителей;
- бесконтактный, безопасный и быстрый в проведении необходимых процедур прибор;
- стандартная комплектация прибора включает в себя все необходимые для проведения процедур инструменты.