

Коагулятор BOWA ARC 350

РЗН 2014/2050

электрохирургический, режимы коагуляция / резание, коагуляция биполярная / монополярная / спрей, частота излучения 0.33 МГц, пинцет, самодиагностика, набор электродов, нейтральный электрод

BOWA-electronic GmbH & Co.KG, Германия



Характеристики

Область применения	гинекология / кардиохирургия / нейрохирургия / общая хирургия / пластическая хирургия / стоматология / урология / челюстно-лицевая хирургия / эстетическая хирургия
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / резание
Коагуляция	биполярная / монополярная / спрей
Частота излучения	0.33 МГц
Выходная мощность	350 Вт
Кабель	Да
Память выбранных режимов	Да
Педаль	Да
Пинцет	Да
Самодиагностика	Да
Набор электродов	Да
Нейтральный электрод	Да
Размеры	430×180×475 мм
Масса	12.5 кг

Дополнительные характеристики

Особенности высокочастотного электрохирургического аппарата BOWA ARC 350:

- высокая эффективность;
- компактные габаритные размеры;

- наличие четырех отдельных разъемов с возможностью конфигурирования по отдельности при помощи простых манипуляций;
- выходная мощность 350 Вт;
- сенсорная панель управления;
- точное монополярное рассечение и эффективная коагуляция;
- режим LIGATION (автоматический режим лигирования тканей с помощью лигирующих инструментов BOWA);
- выбор частоты импульсов резания и коагуляции в соответствии с тремя запрограммированными скоростями: медленной, средней и быстрой;
- бесконтактный, безопасный и быстрый в проведении необходимых процедур прибор;
- стандартная комплектация прибора включает в себя все необходимые для проведения процедур инструменты.