

Коагулятор BOWA ARC 400

РЗН 2014/2050

электрохирургический, режимы коагуляция / резание, коагуляция биполярная / монополярная / спрей, частота излучения 0.35 МГц, контроль утечки тока, пинцет, самодиагностика, набор электродов, нейтральный электрод

BOWA-electronic GmbH & Co.KG, Германия



Характеристики

Область применения	кардиохирургия / нейрохирургия / общая хирургия / отоларингология / пластическая хирургия / стоматология / торакальная хирургия / урология / челюстно-лицевая хирургия / эстетическая хирургия
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / резание
Коагуляция	биполярная / монополярная / спрей
Частота излучения	0.35 МГц
Выходная мощность	400 Вт
Кабель	Да
Контроль утечки тока	Да
Память выбранных режимов	Да
Педаль	Да
Пинцет	Да
Самодиагностика	Да
Набор электродов	Да
Нейтральный электрод	Да
Размеры	430×180×475 мм
Масса	12.5 кг

Дополнительные характеристики

Электрохирургический аппарат BOWA ARC 400 - для монополярной и биполярной электрохирургии с технологией лигирования. Им может пользоваться любая хирургическая бригада благодаря широким возможностям настройки в соответствии с клинической ситуацией. Кардиохирургия, нейрохирургия - электрохирургический аппарат можно применять в любых областях хирургии.