

Коагулятор Dixon Altafor 1310 Plus

ФСЗ 2011/11193

радиохирургический, режимы коагуляция / резание /
монополярное резание, коагуляция монополярная,
выходное напряжение 220 В, частота излучения 1.6
МГц, пинцет, рукоятка, набор электродов,
нейтральный электрод

DIXION, Южная Корея



Характеристики

Область применения	гинекология / косметология / микрохирургия / ЛОР / пластическая хирургия
Тип	радиохирургический
Режим работы	коагуляция / резание / монополярное резание
Коагуляция	монополярная
Выходное напряжение	220 В
Частота излучения	1.6 МГц
Выходная мощность	Биполярная коагуляция максимальная мощность 70 Вт Монополярная коагуляция максимальна мощность 60 Вт
Кабель	Да
Педаль	Да
Пинцет	Да
Рукоятка	Да
Набор электродов	Да
Нейтральный электрод	Да
Размеры	310×270×110 мм
Масса	6 кг

Дополнительные характеристики

Особенности электрохирургического высокочастотного аппарата Dixon Altafor Plus :

- выходная мощность генератора управляется при помощи микропроцессора;

- высокая частота генератора обеспечивает качественный разрез и коагуляцию с последующим быстрым восстановлением поврежденных тканей;
- простота использования;
- компактность;
- наличие цифрового дисплея.