

Коагулятор Dixon Altafor 1320 Plus

ФСЗ 2011/11193

радиохирургический, режимы коагуляция / резание /
биполярное резание / монополярное резание,
коагуляция биполярная / монополярная, выходное
напряжение 220 В, частота излучения 0.4 МГц, пинцет,
рукоятка, набор электродов, нейтральный электрод

DIXION, Южная Корея



Характеристики

Область применения	гинекология / микрохирургия / лапароскопия / офтальмология
Тип	радиохирургический
Режим работы	коагуляция / резание / биполярное резание / монополярное резание
Коагуляция	биполярная / монополярная
Выходное напряжение	220 В
Частота излучения	0.4 МГц
Выходная мощность	200 Вт
Кабель	Да
Педаль	Да
Пинцет	Да
Рукоятка	Да
Набор электродов	Да
Нейтральный электрод	Да
Размеры	455×330×150 мм
Масса	10 кг

Дополнительные характеристики

Особенности электрохирургического высокочастотного аппарата Dixon Altafor Plus :

- выходная мощность генератора управляется при помощи микропроцессора;

- высокая частота генератора обеспечивает качественный разрез и коагуляцию с последующим быстрым восстановлением поврежденных тканей;
- простота использования;
- компактность;
- наличие цифрового дисплея.