

Коагулятор Dixon Altafor 1330 Plus

ФСЗ 2011/11193

электрохирургический, режимы коагуляция / резание / биполярное резание / монополярное резание, коагуляция биполярная / монополярная, выходное напряжение 220 В, частота излучения 0.4 МГц, пинцет, рукоятка, набор электродов, нейтральный электрод

DIXION, Южная Корея



Характеристики

Область применения	лапароскопия / общая хирургия / урология
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / резание / биполярное резание / монополярное резание
Коагуляция	биполярная / монополярная
Выходное напряжение	220 В
Частота излучения	0.4 МГц
Выходная мощность	300 Вт
Кабель	Да
Педаль	Да
Пинцет	Да
Рукоятка	Да
Набор электродов	Да
Нейтральный электрод	Да
Размеры	455×330×150 мм
Масса	13 кг

Дополнительные характеристики

Особенности электрохирургического высокочастотного аппарата Dixon Altafor Plus :

- наличие сверхнизкого выходного сопротивления, лежащего в пределах 100-300 Ом;
- возможность работы на 2 операционных поля;
- наличие четырех рабочих режимов;

- присутствие множества многоразовых инструментов в стандартной поставке;
- наличие системы мониторинга с помощью нейтрального электрода;
- высокий уровень безопасности как для врача, так и для пациента.