

Коагулятор Dixon Altafor 1340 Plus

ФСЗ 2011/11193

электрохирургический, режимы коагуляция / резание / биполярное резание / монополярное резание, коагуляция биполярная / монополярная, выходное напряжение 220 В, частота излучения 0.4 МГц, пинцет, рукоятка, набор электродов, нейтральный электрод

DIXION, Южная Корея



Характеристики

Область применения	кардиохирургия / общая хирургия / эндоскопическая хирургия
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / резание / биполярное резание / монополярное резание
Коагуляция	биполярная / монополярная
Выходное напряжение	220 В
Частота излучения	0.4 МГц
Выходная мощность	400 Вт
Кабель	Да
Память выбранных режимов	Да
Педаль	Да
Пинцет	Да
Рукоятка	Да
Набор электродов	Да
Нейтральный электрод	Да
Размеры	455×330×150 мм
Масса	13 кг

Дополнительные характеристики

Особенности электрохирургического высокочастотного аппарата Dixon Altafor Plus :

- бесконтактная коагуляция;
- возможность выполнения разнообразных операционных процедур обеспечивается наличием обширного набора различных электродов;
- возможность выбора необходимого для коагуляции и резания режимов;
- наличие 10 программируемых каналов памяти для возможности выполнения различных задач;
- безопасность пациента обеспечивается наличием REM-системы (мониторинг через нейтральный электрод с обратной связью);
- прибор совместим с эндоскопами и аргоновыми приставками;
- выходная мощность 400 Вт;
- возможность управления прибором при помощи ножной педали;
- возможность одновременной работы на двух операционных полях.