

Коагулятор Dixon Altafor 1345 Plus

ФСЗ 2011/11193

электрохирургический, режимы коагуляция / резание / биполярное резание / монополярное резание, коагуляция биполярная / монополярная, выходное напряжение 220 В, частота излучения 0.4 МГц, пинцет, рукоятка, набор электродов, нейтральный электрод

DIXION, Южная Корея



Характеристики

Область применения	кардиохирургия / общая хирургия / эндоскопическая хирургия
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / резание / биполярное резание / монополярное резание
Коагуляция	биполярная / монополярная
Выходное напряжение	220 В
Частота излучения	0.4 МГц
Выходная мощность	300 Вт
Кабель	Да
Педаль	Да
Пинцет	Да
Рукоятка	Да
Набор электродов	Да
Нейтральный электрод	Да
Размеры	410×390×160 мм
Масса	12.5 кг

Дополнительные характеристики

Особенности электрохирургического высокочастотного аппарата Dixon Altafor Plus :

- микропроцессорное управление выходной мощности генератора;
- ЖК дисплей;

- функция автостарта в биполярном режиме;
- 100 программируемых каналов памяти для различных задач;

Технические характеристики:

- максимальная выходная мощность 400 Вт;
- сопротивление от 100-300 Ом;
- высокая частота генератора от 400-500 кГц;
- возможность работы на 2 операционных поля;
- 4 режима монополярного разреза, режим биполярного разреза и биполярной коагуляции, контактная коагуляция, спрей коагуляция;
- совместим с эндоскопами и аргоновыми приставками.