

Коагулятор ФОТЕК ЭХВЧ-150

ФСР 2008/02481

радиохирургический / электрохирургический, режимы
резание / биполярное резание / монополярное
резание, коагуляция биполярная / монополярная,
частота излучения 0.06 МГц

ФОТЕК ООО, Россия



Характеристики

Область применения	абляция опухолей / общая хирургия
Тип	радиохирургический / электрохирургический
Режим работы	резание / биполярное резание / монополярное резание
Коагуляция	биполярная / монополярная
Частота излучения	0.06 МГц
Педаль	Да
Масса	4 кг

Дополнительные характеристики

Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-150-ФОТЕК для объемной коагуляции биологической ткани.