

Коагулятор Sometech Dr. Oppel ST-511

РЗН 2013/51

электрохирургический, режимы коагуляция /
биполярное резание / монополярное резание,
коагуляция биполярная / монополярная, частота
излучения 4.0 МГц

Sometech Inc., Южная Корея



Характеристики

Область применения	гинекология / дерматология / нейрохирургия / общая хирургия / офтальмология / отоларингология / пластическая хирургия / урология
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / биполярное резание / монополярное резание
Коагуляция	биполярная / монополярная
Частота излучения	4.0 МГц
Выходная мощность	125 Вт
Размеры	225×300×155 мм
Масса	10 кг

Дополнительные характеристики

Особенности аппарата Dr. Oppel ST-511:

- биполярный и монополярный режимы;
- способствует сокращению кровопотерь;
- нет риска инфицирования раны при проведении оперативного вмешательства;
- способствует сокращению периода реабилитации;
- возможность проведения более точных надрезов;
- большая выходная мощность;
- глубина коагуляции точно определяется электродом;
- наличие компактного дизайна;
- отсутствие дыма при работе с прибором;
- возможность регуляции глубины коагуляции;
- полное сохранение функциональности при работе во влажной среде.