

Коагулятор ЭФА ЭХВЧ-0202

РЗН 2020/9895

радиохирургический, режимы коагуляция, коагуляция
биполярная / монополярная, частота излучения 1.5
МГц, защита от разрядов дефибриллятора

ЭФА ООО, Россия



Характеристики

Область применения	гинекология / косметология / проктология / эндоскопическая хирургия
Тип	радиохирургический
Режим работы	коагуляция
Коагуляция	биполярная / монополярная
Частота излучения	1.5 МГц
Выходная мощность	100 Вт
Защита от разрядов дефибриллятора	Да
Кабель	Да
Педаль	Да
Размеры	320×320×80 мм
Масса	4.5 кг

Дополнительные характеристики

Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-0202 объединяет возможности обычного ЭХВЧ аппарата и коагуляторов типа «радионож» (Surgitron®, RadioSURG, ATMOS и др.). ЭХВЧ-радиокоагулятор использует две рабочие основные частоты - обычная высокая частота (400 кГц) и так называемая радиочастота (1,5 МГц). Радиоволновые коагуляторы ЭФА-0202 позволяют иметь в операционной один прибор вместо двух - ЭХВЧ аппарата и радиоволнового скальпеля.

Особенности аппарата ЭХВЧ-0202-ЭФА:

- выходная мощность стабилизируется в диапазоне нагрузок 100 - 2000 Ом;
- выходная мощность регулируется от 2 Вт до максимальной;
- наличие монополярного и биполярного режимов работы;
- наличие радиочастотных режимов резания и коагуляции;
- для радиочастотного режима не требуются специальные вольфрамовые электроды;

- защита от разрядов дефибриллятора;
- отсутствие ВЧ помех на видеосистемы.