

Коагулятор ЭХВЧ-100-МЕДСИ (КОСМЕТОЛОГ)

ФСР 2007/00684

электрохирургический, режимы коагуляция / резание,
коагуляция биполярная / монополярная /
бесконтактная / спрей, частота излучения 0.44 МГц,
набор электродов, нейтральный электрод

Медицинские системы ООО, Россия



Характеристики

Область применения	гинекология / дерматология / косметология / пластическая хирургия
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / резание
Коагуляция	биполярная / монополярная / бесконтактная / спрей
Частота излучения	0.44 МГц
Выходная мощность	на биполярном выходе: 8 Вт; на монополярном выходе: 100 Вт
Кабель	Да
Педаль	Да
Набор электродов	Да
Нейтральный электрод	Да
Размеры	320×320×90 мм
Масса	4 кг

Дополнительные характеристики

Электрохирургический высокочастотный аппарат ЭХВЧ-100-МЕДСИ (КОСМЕТОЛОГ) предназначен для коагуляции биологических тканей токами высокой частоты монополярным (контактным: резание, коагуляция, фульгурация; и бесконтактным: спрейкоагуляция) методом при хирургических вмешательствах в дерматологии, проведении косметологических процедур (электропилиции методом термолиза, удаления различных новообразований, шлифовке кожи). Режим резания позволяет удалять образования, подлежащие гистологическому исследованию (зона коагуляционного некроза минимальна).