

Коагулятор ЭХВЧ-100-МЕДСИ (МОНО-БИ)

ФСР 2007/00684

электрохирургический, режимы коагуляция,
коагуляция биполярная / монополярная, частота
излучения 0.44 МГц, пинцет, набор электродов,
нейтральный электрод

Медицинские системы ООО, Россия



Характеристики

Область применения	амбулаторная хирургия / гинекология / ЛОР
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция
Коагуляция	биполярная / монополярная
Частота излучения	0.44 МГц
Выходная мощность	100 Вт
Кабель	Да
Педаль	Да
Пинцет	Да
Набор электродов	Да
Нейтральный электрод	Да
Размеры	190×160×60 мм
Масса	2 кг

Дополнительные характеристики

Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-100-МЕДСИ (МОНО-БИ) применяется в амбулаторной хирургии, гинекологии, ЛОР, для циркумизаций (обрезаний).

Мощность блока и наличие биполярного режима позволяет использовать аппарат при мелких хирургических вмешательствах в условиях женской консультации, а также для ДЭК шейки матки, ЛОР, ветеринария и др. В этом случае в комплектацию аппарата могут быть включены специализированные изолированные электроды.