

Коагулятор ЭХВЧ-100-МЕДСИ (Р/К+БИ)

ФСР 2007/00684

электрохирургический, режимы коагуляция / резание,
коагуляция биполярная / монополярная / спрей /
электродессикация, частота излучения 0.44 МГц,
пинцет, набор электродов, нейтральный электрод

Медицинские системы ООО, Россия



Характеристики

Область применения	амбулаторная хирургия / гинекология / дерматология / отоларингология / пластическая хирургия / стоматология / урология
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / резание
Коагуляция	биполярная / монополярная / спрей / электродессикация
Частота излучения	0.44 МГц
Выходная мощность	100 Вт
Педаль	Да
Пинцет	Да
Набор электродов	Да
Нейтральный электрод	Да
Размеры	190×160×60 мм
Масса	2 кг

Дополнительные характеристики

Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-100-МЕДСИ (Р/К+БИ) применяется в амбулаторной хирургии, гинекологии, в оториноларингологии для удаления доброкачественных новообразований (невусы, папилломы, каратопапилломы), лечения рецидивирующих носовых кровотечений зоны Киссельбаха, нижних и средних носовых раковин, лечения хронического гранулезного фарингита, лечения хронического тонзиллита (лакунотомия), лечения храпа (увулотомия).