

Коагулятор ЭХВЧ-100-МЕДСИ (СПРЕЙ, Р/К+БИ)

ФСР 2007/00684

электрохирургический, режимы коагуляция / резание,
коагуляция биполярная / монополярная / спрей /
электродессикация, частота излучения 0.44 МГц,
пинцет, набор электродов, нейтральный электрод

Медицинские системы ООО, Россия



Характеристики

Область применения	гнойная хирургия
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / резание
Коагуляция	биполярная / монополярная / спрей / электродессикация
Частота излучения	0.44 МГц
Выходная мощность	100 Вт
Педаль	Да
Пинцет	Да
Набор электродов	Да
Нейтральный электрод	Да
Размеры	190×160×60 мм
Масса	2 кг

Дополнительные характеристики

Спрей, моно-, би-коагулятор-фульгуратор ЭХВЧ-100-МЕДСИ (СПРЕЙ, Р/К+БИ) с режимами резание, коагуляция и биполярная коагуляция. Используется в гнойной хирургии.