

Коагулятор ЭХВЧ-150-МЕДСИ (МОНО-БИ)

ФСР 2007/00684

электрохирургический, режимы коагуляция / резание,
коагуляция биполярная / монополярная /
бесконтактная / спрей / электродессикация, частота
излучения 0.44 МГц, пинцет, набор электродов,
нейтральный электрод

Медицинские системы ООО, Россия



Характеристики

Область применения	гинекология / дерматология / общая хирургия / отоларингология / пластическая хирургия / стоматология / урология
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / резание
Коагуляция	биполярная / монополярная / бесконтактная / спрей / электродессикация
Частота излучения	0.44 МГц
Выходная мощность	150 Вт
Педаль	Да
Пинцет	Да
Набор электродов	Да
Нейтральный электрод	Да
Размеры	180×240×70 мм
Масса	5 кг

Дополнительные характеристики

Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-150-МЕДСИ (МОНО-БИ)

- используется в стационарах хирургического профиля;
- возможно введение в блок режима спрей-коагуляции (безконтактная коагуляция тканей, гемостаз на паренхиматозных органах);
- плавная регулировка мощности подаваемой на инструмент;
- управление подачей мощности на инструмент осуществляется с помощью одноклавишной педали;
- смена режима работы осуществляется нажатием соответствующей кнопки на аппарате