

Коагулятор ЭФА медика ЭХВЧ-200-02-ЭФА-М

ФСР 2012/13867

электрохирургический, режимы коагуляция /
монополярное резание, коагуляция биполярная /
монополярная, частота излучения 0.44 МГц, пинцет,
самодиагностика, набор электродов, нейтральный
электрод

ЭФА медика ООО, Россия



Характеристики

Область применения	лапароскопия / общая хирургия
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / монополярное резание
Коагуляция	биполярная / монополярная
Частота излучения	0.44 МГц
Выходная мощность	200 Вт
Кабель	Да
Педаль	Да
Пинцет	Да
Самодиагностика	Да
Набор электродов	Да
Нейтральный электрод	Да
Размеры	320×320×140 мм
Масса	6.4 кг

Дополнительные характеристики

Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-200-02-ЭФА-М с автоматическим адаптивным регулированием выходного напряжения для электротомии и электрокоагуляции двухрежимный с самодиагностикой.

Особенности:

- использование педали с возможностью подключения дополнительной;

- возможность подключения блока газоподачи аргона;
- внутренняя память прибора, рассчитанная на 5 программ;
- использование 5 режимов резания и 5 режимов коагуляции;
- безопасность как для пациента, так и для врача.