

Коагулятор ЭлеПС ЭХВЧ-200

ФСР 2011/10220

радиохирургический, режимы коагуляция / резание,
коагуляция биполярная / монополярная, частота
излучения 2.64 МГц

ЭлеПС НПФ ООО, Россия



Характеристики

Область применения	гинекология / дерматология / ЛОР / общая хирургия / пластическая хирургия / реконструктивная хирургия / челюстно-лицевая хирургия
Тип	радиохирургический
Режим работы	коагуляция / резание
Коагуляция	биполярная / монополярная
Частота излучения	2.64 МГц
Выходная мощность	- в режиме резания - не более 10 Вт - в режиме монополярной коагуляции - не более 5 Вт - в режиме биполярной коагуляции - не более 3 Вт
Звуковая индикация	Да
Память выбранных режимов	Да
Память настроек мощности	Да
Педаль	Да
Стабилизация выходной мощности	Да
Размеры	323x137x302 мм

Дополнительные характеристики

Радиоволновой аппарат ЭлеПС ESG-200 с радиочастотой 2.64 МГц.

Использование радиоволнового аппарата при проведении хирургических вмешательств облегчает, улучшает и ускоряет процедуры!

Доказано, что воздействие на частоте свыше 3МГц не улучшает медицинский эффект, но возникающие усиленные воздействия могут быть не безопасны для пациента (особенно с водителем сердечного ритма).

Преимущества радиоволнового лечения в сравнении с другими методами:

- более точные и ровные разрезы, без давления и натяжения тканей;

- исключаются ожоги, а процесс заживления ускоряется - за счет применения радиочастоты;
- отсутствие кровотечения за счет хорошей коагуляции сосудов;
- травмирование биоткани и рубцевание минимально, а возможность омертвления сводится практически к нулю из-за пониженного термического воздействия;
- снижение болевых ощущений как во время операции, так и в послеоперационный период.

Аппарат радиоволновой ЭлеПС ESG-200 так же называют: радионож, радиоволновой нож, радиоволновой скальпель.