

Коагулятор Экран ЭХВЧ-250-6

ФСР 2012/13589

электрохирургический, режимы коагуляция /
монополярное резание, коагуляция монополярная,
выходное напряжение 700 В, частота излучения 0.44
МГц, пинцет, набор электродов, нейтральный
электрод

Экран НПО, Россия



Характеристики

Область применения	абдоминальная хирургия / гинекология / кардиохирургия / нейрохирургия / онкология / проктология / торакальная хирургия / травматология / урология
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / монополярное резание
Коагуляция	монополярная
Выходное напряжение	700 В
Частота излучения	0.44 МГц
Выходная мощность	Мощность 350 Вт
Педаль	Да
Пинцет	Да
Набор электродов	Да
Нейтральный электрод	Да
Размеры	186×420×220 мм
Масса	8 кг

Дополнительные характеристики

Особенности универсального высокочастотного электрохирургического аппарат ЭХВЧ-250-6:

- наличие LED-дисплея отображающего происходящие процессы;
- возможность программирования режимов работы;
- наличие удобной для работы сдвоенной педали управления;

- возможность использования как источник тока высокой частоты для работы с эндоскопическим оборудованием;
- выполнение разнообразных операционных процедур обеспечивается наличием обширного набора различных электродов.