

Коагулятор ЭНДОМЕДИУМ ЭХВЧ-300-01

ФСР 2012/13653

электрохирургический, режимы коагуляция /
биполярное резание / монополярное резание,
коагуляция биполярная / монополярная, выходное
напряжение 320 В, частота излучения 0.44 МГц,
нейтральный электрод

Эндомедиум ООО, Россия



Характеристики

Область применения	артроскопия / гинекология / лапароскопия / пластическая хирургия / эндоскопическая хирургия
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / биполярное резание / монополярное резание
Коагуляция	биполярная / монополярная
Выходное напряжение	320 В
Частота излучения	0.44 МГц
Выходная мощность	максимальная мощность: в режиме резания 320 Вт максимальная мощность: в режиме монополярной коагуляции 150 Вт максимальная мощность: в режиме биполярной коагуляции 100 Вт
Звуковая индикация	Да
Педаль	Да
Нейтральный электрод	Да

Дополнительные характеристики

Аппарат электрохирургический высокочастотный **ЭХВЧ-300-01-ЭНДОМЕДИУМ - генератор электрохирургический универсальный**, предназначенный для коагуляции (обеспечения гемостаза) и резания (рассечения) тканей с помощью высокочастотных электрических импульсов.