

Коагулятор ЭФА медика ЭХВЧ-300-03-ЭФА-М

ФСР 2012/13869

электрохирургический, режимы коагуляция / биполярное резание / монополярное резание, коагуляция биполярная / монополярная, выходное напряжение 200 В, частота излучения 0.44 МГц, пинцет, самодиагностика, набор электродов, нейтральный электрод

ЭФА медика ООО, Россия



Характеристики

Область применения	нейрохирургия / пластическая хирургия / эндоскопическая хирургия
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / биполярное резание / монополярное резание
Коагуляция	биполярная / монополярная
Выходное напряжение	200 В
Частота излучения	0.44 МГц
Выходная мощность	300 Вт
Звуковая индикация	Да
Кабель	Да
Педаль	Да
Пинцет	Да
Самодиагностика	Да
Набор электродов	Да
Нейтральный электрод	Да
Размеры	335×320×150 мм
Масса	8 кг
Дополнительные характеристики	

Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-300-03-ЭФА-М с автоматическим адаптивным регулированием выходного напряжения для электротомии и электрокоагуляции четырехрежимный с самодиагностикой.

Особенности:

- возможность интеллектуального управления;
- наличие функции автоматического прекращения монополярных и биполярных режимов;
- задержка начала работы прибора;
- интуитивно понятная система управления настройками интерактивная система визуальных оповещений и подсказок;
- память, рассчитанная на 100 персональных настроек;
- контроль работы нейтрального электрода;
- возможность работы с двухсекционным или односекционным нейтральным электродом.