

Коагулятор ЭлеПС ЭХВЧ-300

ФСР 2011/10220

радиохирургический, режимы коагуляция / резание / СМЕСЬ, коагуляция биполярная / монополярная, частота излучения 0.44 МГц

ЭлеПС НПФ ООО, Россия



Характеристики

Область применения	гинекология / дерматология / ЛОР / общая хирургия / пластическая хирургия / реконструктивная хирургия / челюстно-лицевая хирургия
Тип	радиохирургический
Режим работы	коагуляция / резание / СМЕСЬ
Коагуляция	биполярная / монополярная
Частота излучения	0.44 МГц
Выходная мощность	- биполярная коагуляция 10 - 300 Вт - монополярная коагуляция 7 - 120 Вт - режим резания 10 Вт - СМЕСЬ 220 Вт
Педаль	Да
Размеры	320x140x300 мм
Масса	5 кг

Дополнительные характеристики

Электрохирургический высокочастотный генератор ЭХВЧ-300 ЭлеПС — прибор, предназначенный для получения высокочастотных импульсов. Широко применяется в операционных как источник радиочастотной электрической энергии для рассечения тканей и обеспечения гомеостаза.

Основное назначение: выработка тока определенной формы и частоты для последующего воздействия на ткани.

- наличие режима спрей-коагуляции и фульгурации;
- стабилизация выходной мощности при изменении характеристик рассекаемой и коагулируемой ткани, - также при изменении напряжения питающей сети;
- встроенная система автотеста и контроля работы аппарата;
- датчики нейтрального электрода и низкочастотной утечки;

- управление педалью и с помощью держателя электродов с кнопочным управлением;
- точный выбор мощности;
- запоминание выбранных режимов и последних настроек мощности;
- возможна совместная работа с аппаратом аргонусиленной коагуляции;
- возможна одновременная работа монополярного и биполярного инструмента при использовании одновременно двухклавишной и одноклавишной педали;
- аппарат не создает помех на эндовидеокамеры, телевизионные мониторы и видеоманитофоны.