

Коагулятор ЭХВЧ-300-МЕДСИ (МОНО-БИ)

ФСР 2007/00684

электрохирургический, режимы коагуляция,
коагуляция биполярная / бесконтактная / спрей,
частота излучения 0.44 МГц, пинцет, набор
электродов, нейтральный электрод

Медицинские системы ООО, Россия



Характеристики

Область применения	гинекология / общая хирургия / отоларингология / пластическая хирургия / урология
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция
Коагуляция	биполярная / бесконтактная / спрей
Частота излучения	0.44 МГц
Выходная мощность	300 Вт
Педаль	Да
Пинцет	Да
Набор электродов	Да
Нейтральный электрод	Да
Размеры	250×200×80 мм
Масса	5 кг

Дополнительные характеристики

Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-300-МЕДСИ (МОНО-БИ):

- используется в стационарах хирургического профиля;
- возможно введение в блок режима спрей-коагуляции (бесконтактная коагуляция тканей, гемостаз на паренхиматозных органах);
- плавная регулировка мощности подаваемой на инструмент;
- управление подачей мощности на инструмент осуществляется с помощью одноклавишной педали;
- смена режима работы осуществляется нажатием соответствующей кнопки на аппарате.