

Коагулятор ЭХВЧ-300-МЕДСИ (МОНО-БИ с предустановкой)

ФСР 2007/00684

электрохирургический, режимы коагуляция / резание,
коагуляция биполярная / монополярная /
бесконтактная / спрей / электродессикация, частота
излучения 0.44 МГц, пинцет, набор электродов,
нейтральный электрод

Медицинские системы ООО, Россия



Характеристики

Область применения	гинекология / микрохирургия / нейрохирургия / урология / эндоскопическая хирургия
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / резание
Коагуляция	биполярная / монополярная / бесконтактная / спрей / электродессикация
Частота излучения	0.44 МГц
Выходная мощность	300 Вт
Педаль	Да
Пинцет	Да
Набор электродов	Да
Нейтральный электрод	Да
Размеры	250×200×80 мм
Масса	5 кг

Дополнительные характеристики

Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ 300 Вт (с предустановкой) применяется в эндоскопии для выполнения эндоскопических хирургических операций.

- выполняется электроэксцизия и электрокоагуляция полипов пищеварительного тракта, ворсинчатых образований толстой кишки.
- осуществляется остановка гастроинтестинальных кровотечений как язвенной, так и опухолевой этиологии методом эдектрокоагуляции.
- удаляются фибромы, гемангиомы, папилломы гортани.

- для удаления конкрементов из холедоха выполняется эндоскопическая папиллосфинктеротомия (рассечение БДС и терминального отдела холедоха) для образования адекватного по размерам холедоходуodenального соустья с последующей литэкстракцией.
- наличие монополярных режимов для работы во влажной среде позволяют эффективно использовать аппарат в гинекологии, эндохирургии и эндоурологии (напр. ТУР).
- наличие микро-монополярного и микро-биполярного режимов позволяет эффективно и безопасно использовать аппарат в таких областях медицины, как микрохирургия и нейрохирургия.