

Коагулятор ЭХВЧ-35-МЕДСИ

ФСР 2007/00684

электрохирургический, режимы коагуляция,
коагуляция бесконтактная, частота излучения 2.64
МГц, набор электродов

Медицинские системы ООО, Россия



Характеристики

Область применения	дерматология / косметология
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция
Коагуляция	бесконтактная
Частота излучения	2.64 МГц
Педаль	Да
Набор электродов	Да

Дополнительные характеристики

Электрохирургический высокочастотный аппарат ЭХВЧ-35-МЕДСИ в зависимости от выбранного режима и мощности воздействия позволяет проводить воздействие как в терапевтическом режиме воздействия (процедуры омоложения, лифтинг), так и в режиме деликатной диссекции, абляции и коагуляции.