

Коагулятор ФОТЕК ЭХВЧ-350-01

ФСР 2010/07372

радиохирургический / электрохирургический, режимы
биполярное резание / монополярное резание,
коагуляция биполярная / монополярная, выходное
напряжение 400 В

ФОТЕК ООО, Россия



Характеристики

Область применения	абдоминальная хирургия / амбулаторная хирургия / гистерезектоскопия / гинекология / гнойная хирургия / дерматология / косметология / кардиохирургия / лапароскопия / ЛОР / нейрохирургия / онкология / офтальмология / пластическая хирургия / сосудистая хирургия / торакальная хирургия / травматология / урология / челюстно-лицевая хирургия / эндоскопическая хирургия
Тип	радиохирургический / электрохирургический
Режим работы	биполярное резание / монополярное резание
Коагуляция	биполярная / монополярная
Выходное напряжение	400 В
Масса	7 кг

Дополнительные характеристики

Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-350-01-«ФОТЕК»
Электропитание: 220 В ± 10%, 50/60 Гц