

Коагулятор ФОТЕК ЭХВЧ-350-02

ФСР 2010/07372

радиохирургический / электрохирургический, режимы
коагуляция / резание / биполярное резание /
монополярное резание / вапоризация, коагуляция
биполярная / монополярная, выходное напряжение
400 В

ФОТЕК ООО, Россия



Характеристики

Область применения	абдоминальная хирургия / гистерезектоскопия / гинекология / гнойная хирургия / дерматология / косметология / кардиохирургия / лапароскопия / ЛОР / нейрохирургия / общая хирургия / онкология / офтальмология / пластическая хирургия / сосудистая хирургия / торакальная хирургия / травматология / урология / челюстно-лицевая хирургия / эндоскопическая хирургия
Тип	радиохирургический / электрохирургический
Режим работы	коагуляция / резание / биполярное резание / монополярное резание / вапоризация
Коагуляция	биполярная / монополярная
Выходное напряжение	400 В
Масса	7 кг

Дополнительные характеристики

Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-350-02-«ФОТЕК»

Электропитание: 220 В ± 10%, 50/60 Гц