

Коагулятор ФОТЕК ЭХВЧ-350-03

ФСР 2010/07372

радиохирургический / электрохирургический, режимы
коагуляция / монополярное резание, коагуляция
биполярная / монополярная, выходное напряжение
400 В

ФОТЕК ООО, Россия



Характеристики

Область применения	гинекология / дерматология / косметология / кардиохирургия / ЛОР / нейрохирургия / общая хирургия / офтальмология / пластическая хирургия / торакальная хирургия / челюстно-лицевая хирургия / эндоскопическая хирургия
Тип	радиохирургический / электрохирургический
Режим работы	коагуляция / монополярное резание
Коагуляция	биполярная / монополярная
Выходное напряжение	400 В
Масса	7 кг

Дополнительные характеристики

Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-350-03-«ФОТЕК»

Электропитание: 220 В ± 10%, 50/60 Гц