


Коагулятор Экран ЭХВЧ-350-4

ФСР 2012/13590

электрохирургический, режимы коагуляция / биполярное резание / монополярное резание, коагуляция биполярная / монополярная, выходное напряжение 600 В, частота излучения 0.44 МГц, пинцет, самодиагностика, набор электродов, нейтральный электрод

Экран НПО, Россия



Характеристики

Область применения	гинекология / проктология / урология
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / биполярное резание / монополярное резание
Коагуляция	биполярная / монополярная
Выходное напряжение	600 В
Частота излучения	0.44 МГц
Выходная мощность	Мощность 350 Вт
Звуковая индикация	Да
Педаль	Да
Пинцет	Да
Самодиагностика	Да
Набор электродов	Да
Нейтральный электрод	Да
Размеры	186×273×360 мм
Масса	17 кг

Дополнительные характеристики

ЭХВЧ-350-4 универсальный электрохирургический аппарат. Второе его название «электронож» высокой частоты и мощности воздействия.

Особенности:

- управление с помощью педали и кнопок на передней панели;
- Защита от перегрузки прибора, самотестирование;
- 5 уровней отключения выходной мощности, которое осуществляется автоматически.