

Коагулятор ЭХВЧ-400-МЕДСИ (МОНО-БИ)

ФСР 2007/00684

электрохирургический, режимы коагуляция / резание,
коагуляция биполярная / монополярная, частота
излучения 0.44 МГц, пинцет, набор электродов,
нейтральный электрод

Медицинские системы ООО, Россия



Характеристики

Область применения	амбулаторная хирургия / гинекология / гнойная хирургия / лапароскопия / ЛОР / общая хирургия / онкология / пластическая хирургия / сосудистая хирургия / травматология / урология / челюстно-лицевая хирургия
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / резание
Коагуляция	биполярная / монополярная
Частота излучения	0.44 МГц
Выходная мощность	400 Вт
Педаль	Да
Пинцет	Да
Набор электродов	Да
Нейтральный электрод	Да
Размеры	250×200×80 мм
Масса	5 кг

Дополнительные характеристики

Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-400-МЕДСИ (МОНО-БИ)