

Коагулятор ЭХВЧ-400-МЕДСИ (МОНО-БИ с предустановкой)

ФСР 2007/00684

электрохирургический, режимы коагуляция / резание,
коагуляция биполярная / монополярная / спрей /
электродессикация, частота излучения 0.44 МГц,
пинцет, набор электродов, нейтральный электрод

Медицинские системы ООО, Россия



Характеристики

Область применения	амбулаторная хирургия / гинекология / гнойная хирургия / лапароскопия / ЛОР / общая хирургия / онкология / пластическая хирургия / сосудистая хирургия / травматология / урология / челюстно-лицевая хирургия
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / резание
Коагуляция	биполярная / монополярная / спрей / электродессикация
Частота излучения	0.44 МГц
Выходная мощность	400 Вт
Педаль	Да
Пинцет	Да
Набор электродов	Да
Нейтральный электрод	Да
Размеры	250×200×80 мм
Масса	5 кг

Дополнительные характеристики

Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-400-МЕДСИ (МОНО-БИ с предустановкой)