

Коагулятор ЭХВЧ-50-МЕДСИ (ИМП. СПРЕЙ)

ФСР 2007/00684

электрохирургический, режимы коагуляция / резание, коагуляция монополярная / спрей, частота излучения 0.44 МГц, набор электродов, нейтральный электрод

Медицинские системы ООО, Россия



Характеристики

Область применения	дерматология / пластическая хирургия
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / резание
Коагуляция	монополярная / спрей
Частота излучения	0.44 МГц
Выходная мощность	50 Вт
Педаль	Да
Набор электродов	Да
Нейтральный электрод	Да
Размеры	190×160×60 мм
Масса	2 кг

Дополнительные характеристики

Универсальный высокочастотный прибор ЭХВЧ-50-Медси - предназначен для использования в микрохирургии и коагуляции биологических тканей токами высокой частоты монополярным методом.