

Коагулятор ЭХВЧ-50-МЕДСИ (Р/К)

ФСР 2007/00684

электрохирургический, режимы коагуляция / резание,
коагуляция монополярная, частота излучения 0.44
МГц, набор электродов, нейтральный электрод

Медицинские системы ООО, Россия



Характеристики

Область применения	гинекология / дерматология / отоларингология
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / резание
Коагуляция	монополярная
Частота излучения	0.44 МГц
Выходная мощность	50 Вт
Кабель	Да
Педаль	Да
Набор электродов	Да
Нейтральный электрод	Да
Размеры	190×160×60 мм
Масса	2 кг

Дополнительные характеристики

Универсальный высокочастотный прибор ЭХВЧ-50-Медси - предназначен для использования в микрохирургии и коагуляции биологических тканей токами высокой частоты монополярным методом.