

## Коагулятор ЭХВЧ-50-МЕДСИ (спрей-коагулятор)

ФСР 2007/00684

электрохирургический, режимы коагуляция /  
монополярное резание, коагуляция монополярная /  
бесконтактная / спрей, частота излучения 0.44 МГц,  
набор электродов, нейтральный электрод

Медицинские системы ООО, Россия



### Характеристики

|                      |                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Область применения   | амбулаторная хирургия / дерматология / косметология                    |
| Тип                  | электрохирургический                                                   |
| Режим работы         | коагуляция / монополярное резание                                      |
| Коагуляция           | монополярная / бесконтактная / спрей                                   |
| Частота излучения    | 0.44 МГц                                                               |
| Выходная мощность    | на выходе 1: 12 Вт<br>на выходе 2: 50 Вт<br>на выходе 3 (спрей): 15 Вт |
| Педаль               | Да                                                                     |
| Набор электродов     | Да                                                                     |
| Нейтральный электрод | Да                                                                     |
| Размеры              | 165×130×50 мм                                                          |
| Масса                | 1.5 кг                                                                 |

### Дополнительные характеристики

**Универсальный высокочастотный прибор ЭХВЧ-50-Медси** - предназначен для использования в микрохирургии и коагуляции биологических тканей токами высокой частоты монополярным методом.