

Коагулятор ЭХВЧ-50-МЕДСИ

ФСР 2007/00684

электрохирургический, режимы коагуляция,
коагуляция монополярная, выходное напряжение 170
В, частота излучения 0.44 МГц, набор электродов

Медицинские системы ООО, Россия



Характеристики

Область применения	дерматология / косметология / микрохирургия
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция
Коагуляция	монополярная
Выходное напряжение	170 В
Частота излучения	0.44 МГц
Выходная мощность	на выходе 1: 15 Вт на выходе 2: 50 Вт
Педаль	Да
Набор электродов	Да
Размеры	165×130×50 мм
Масса	1.5 кг

Дополнительные характеристики

Универсальный высокочастотный прибор ЭХВЧ-50-Медси - предназначен для использования в микрохирургии и коагуляции биологических тканей токами высокой частоты монополярным методом. Обеспечивает качественное удаление новообразований, а также может использоваться для лечения доброкачественных и злокачественных образований.