

Коагулятор ЭХВЧ-75-МЕДСИ (ГИНЕКОЛОГИЯ-блок У)

ФСР 2007/00684

электрохирургический, режимы коагуляция / резание,
коагуляция монополярная, частота излучения 0.44
МГц, набор электродов, нейтральный электрод

Медицинские системы ООО, Россия



Характеристики

Область применения	гинекология
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / резание
Коагуляция	монополярная
Частота излучения	0.44 МГц
Выходная мощность	75 Вт
Педаль	Да
Набор электродов	Да
Нейтральный электрод	Да
Размеры	190×160×60 мм
Масса	2 кг

Дополнительные характеристики

Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-75-МЕДСИ (ГИНЕКОЛОГИЯ-блок «У»)

Мощность блока ЭХВЧ-75-МЕДСИ позволяет использовать аппарат при мелких хирургических вмешательствах в условиях женской консультации, а также для ДЭК шейки матки.

- выход 1: коагуляция (влажного поля) – рекомендован для работы микроинструментом – при взятии биопсии (на малых уровнях мощности), и для работы во влажном поле.
- выход 2: коагуляция (стандарт) – рекомендован для стандартной коагуляции (ДЭК) эктопических образований.
- выход: 3 фульгурация – рекомендован для работы на наружных половых органах.

Для проведения эксцизий и конизации шейки матки мощности данного блока не достаточно.

Особенности аппарата ЭХВЧ-75-МЕДСИ:

- плавное регулирование мощности производится ручкой для управления;
- возможность регулирования мощности при помощи ножной педали;
- мощность 75 Вт;

- защита от перегрузок во время использования;
- не требует охлаждения во время продолжительной работы;
- соответствует международным требованиям.