

Коагулятор ЭХВЧ-75-МЕДСИ (МОНО-БИ)

ФСР 2007/00684

электрохирургический, режимы коагуляция,
коагуляция биполярная / монополярная, частота
излучения 0.44 МГц, пинцет, набор электродов,
нейтральный электрод

Медицинские системы ООО, Россия



Характеристики

Область применения	гинекология / дерматология / отоларингология / пластическая хирургия / стоматология / урология
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция
Коагуляция	биполярная / монополярная
Частота излучения	0.44 МГц
Выходная мощность	75 Вт
Педаль	Да
Пинцет	Да
Набор электродов	Да
Нейтральный электрод	Да
Размеры	190×160×60 мм
Масса	2 кг

Дополнительные характеристики

Особенности аппарата ЭХВЧ-75-МЕДСИ:

- плавное регулирование мощности производится ручкой для управления;
- возможность регулирования мощности при помощи ножной педали;
- мощность 75 Вт;
- защита от перегрузок во время использования;
- не требует охлаждения во время продолжительной работы;
- соответствует международным требованиям.