

Коагулятор ЭХВЧ-75-МЕДСИ (Р/К+БИ)

ФСР 2007/00684

электрохирургический, режимы коагуляция / резание,
коагуляция биполярная / монополярная / спрей,
частота излучения 0.44 МГц, пинцет, набор
электродов, нейтральный электрод

Медицинские системы ООО, Россия



Характеристики

Область применения	амбулаторная хирургия / гинекология / дерматология / ЛОР
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / резание
Коагуляция	биполярная / монополярная / спрей
Частота излучения	0.44 МГц
Выходная мощность	75 Вт
Педаль	Да
Пинцет	Да
Набор электродов	Да
Нейтральный электрод	Да
Размеры	190×160×60 мм
Масса	2 кг

Дополнительные характеристики

Моно-, би-коагулятор-фульгуратор ЭХВЧ-75-МЕДСИ с режимами резание, коагуляция и биполярная коагуляция. Применяется в амбулаторной хирургии, гинекологии, ЛОР, для циркумизаций (обрезаний).

Особенности аппарата ЭХВЧ-75-МЕДСИ:

- плавное регулирование мощности производится ручкой для управления;
- возможность регулирования мощности при помощи ножной педали;
- мощность 75 Вт;
- защита от перегрузок во время использования;
- не требует охлаждения во время продолжительной работы;
- соответствует международным требованиям.