

Коагулятор ЭФА медика ЭХВЧ-90-01-ЭФА-М Viridis

ФСР 2012/13870

электрохирургический, режимы коагуляция /  
монополярное резание, коагуляция биполярная /  
монополярная, частота излучения 0.44 МГц, пинцет,  
самодиагностика, набор электродов, нейтральный  
электрод

ЭФА медика ООО, Россия



Характеристики

|                      |                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Область применения   | амбулаторная хирургия / нейрохирургия / пластическая хирургия / эндоскопическая хирургия |
| Тип                  | электрохирургический                                                                     |
| Режим работы         | коагуляция / монополярное резание                                                        |
| Коагуляция           | биполярная / монополярная                                                                |
| Частота излучения    | 0.44 МГц                                                                                 |
| Выходная мощность    | 90 Вт                                                                                    |
| Звуковая индикация   | Да                                                                                       |
| Кабель               | Да                                                                                       |
| Педаль               | Да                                                                                       |
| Пинцет               | Да                                                                                       |
| Самодиагностика      | Да                                                                                       |
| Набор электродов     | Да                                                                                       |
| Нейтральный электрод | Да                                                                                       |
| Размеры              | 265×270×140 мм                                                                           |
| Масса                | 5.6 кг                                                                                   |

Дополнительные характеристики

**Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-90-01-ЭФА-М Viridis** с автоматическим адаптивным регулированием выходного напряжения для электротомии и электрокоагуляции трехрежимный малогабаритный.

**Особенности:**

- предусмотрено 2 режима монополярного резания, 1 режим монополярного резания с гемостазом, 2 режима монополярной коагуляции и 1 режим биполярной коагуляции;
- наличие возможности работы с микроинструментами;
- имеется дискретность установки мощности;
- наличие 2 педалей;
- наличие датчика нейтрального электрода;
- наличие как световой, так и звуковой сигнализации;
- предусмотрена высокая наработка на отказ, до 3000 часов.