

Коагулятор Алком Медика ЭХВЧ 01-300

РЗН 2018/7428

электрохирургический, режимы коагуляция / резание,
коагуляция биполярная / спрей, выходное напряжение
650 В, частота излучения 0.44 / 0.45 МГц, набор
электродов, нейтральный электрод

АЛКОМ медика ООО, Россия



Характеристики

Область применения	общая хирургия
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / резание
Коагуляция	биполярная / спрей
Выходное напряжение	650 В
Частота излучения	0.44 / 0.45 МГц
Выходная мощность	300 / 220 Вт
Кабель	Да
Педаль	Да
Набор электродов	Да
Нейтральный электрод	Да
Размеры	290×285×108 мм
Масса	5 кг

Дополнительные характеристики

Преимущество электрохирургического высокочастотного аппарата ЭХВЧ01-300 Алком Медика - это возможность одновременной работы двумя монополярными электродами.