

Коагулятор Алком Медика ЭХВЧ 02-100

РЗН 2018/7428

электрохирургический, режимы коагуляция / резание, коагуляция биполярная / спрей, выходное напряжение 650 В, частота излучения 0.44 МГц, набор электродов, нейтральный электрод

АЛКОМ медика ООО, Россия



Характеристики

Область применения	общая хирургия
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / резание
Коагуляция	биполярная / спрей
Выходное напряжение	650 В
Частота излучения	0.44 МГц
Выходная мощность	100 / 220 Вт
Кабель	Да
Педаль	Да
Набор электродов	Да
Нейтральный электрод	Да
Размеры	290×285×108 мм
Масса	5 кг

Дополнительные характеристики

Электрохирургический высокочастотный аппарат ЭХВЧ02-100 Алком Медика