

Коагулятор Phrensys medical MBC 100

ФСР 2012/13116

электрохирургический, режимы коагуляция /
монополярное резание, коагуляция биполярная /
монополярная, выходное напряжение 700 В, частота
излучения 0.37 МГц, самодиагностика

ФРЭНСИС медикал ООО, Россия



Характеристики

Область применения	гинекология / кардиохирургия / малая хирургия / ЛОР / нейрохирургия / общая хирургия / онкология / урология
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / монополярное резание
Коагуляция	биполярная / монополярная
Выходное напряжение	700 В
Частота излучения	0.37 МГц
Выходная мощность	Мощность 200 Вт
Самодиагностика	Да

Дополнительные характеристики

Особенности электрохирургического аппарата MBC 100:

- простота в управлении;
- безопасность и надежность;
- активация через инструмент или педаль;
- самотестирование функций при включении;
- контроль мощности и параметров;
- система безопасности пациента «светофор»;
- международный стандарт разъемов.