

Коагулятор Phrensys medical MBC 700

ФСР 2012/13116

электрохирургический, режимы коагуляция /
биполярное резание / монополярное резание,
коагуляция биполярная / монополярная, частота
излучения 0.35 МГц, самодиагностика

ФРЭНСИС медикал ООО, Россия



Характеристики

Область применения	гинекология / кардиохирургия / малая хирургия / ЛОР / нейрохирургия / общая хирургия / онкология / урология
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / биполярное резание / монополярное резание
Коагуляция	биполярная / монополярная
Частота излучения	0.35 МГц
Выходная мощность	Мощность 350 Вт
Самодиагностика	Да

Дополнительные характеристики

Особенности электрохирургического аппарата MBC 700:

- простота в управлении;
- безопасность и надежность;
- активация через инструмент или педаль;
- самотестирование функций при включении;
- контроль мощности и параметров;
- система безопасности пациента «светофор»;
- международный стандарт разъемов;
- возможность подключения двух монополярных инструментов;
- режим автоматической активации биполярной коагуляции при контакте с тканью.