

Коагулятор KLS Martin ME 402 maxium

РЗН 2016/4497

электрохирургический, режимы коагуляция / резание /
биполярное резание / монополярное резание,
коагуляция биполярная / монополярная, частота
излучения 0.6 МГц

Gebruder Martin GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Область применения	общая хирургия / торакальная хирургия
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / резание / биполярное резание / монополярное резание
Коагуляция	биполярная / монополярная
Частота излучения	0.6 МГц
Выходная мощность	400 Вт
Память выбранных режимов	Да
Масса	8.3 кг

Дополнительные характеристики

Особенности электрокоагулятора ME 402 maxium:

- способствует сокращению периода реабилитации;
- возможность проведения более точных надрезов;
- подбор мощности и скорости коагуляции;
- технология точного разреза;
- наличие блока управления и рукояток задания режимов;
- универсальность использования в любой области хирургии: от кардио до ЛОР-хирургии;
- функция «безопасного заваривания» сосудов;
- возможность работы в «детском» режиме с ограничением по мощности;
- возможность одновременного использования Maxium ME 402 двумя хирургами для работы на двух разных операционных столах;
- русифицированное меню и управляющий интерфейс.