

Коагулятор KLS Martin ME MB1

РЗН 2016/4880

электрохирургический, режимы коагуляция / резание / биполярное резание / монополярное резание, коагуляция биполярная / монополярная, выходное напряжение 400 В, частота излучения 0.45 МГц, самодиагностика

Gebruder Martin GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Область применения	общая хирургия
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / резание / биполярное резание / монополярное резание
Коагуляция	биполярная / монополярная
Выходное напряжение	400 В
Частота излучения	0.45 МГц
Выходная мощность	110-120 В
Звуковая индикация	Да
Кабель	Да
Педаль	Да
Самодиагностика	Да
Размеры	405×380×135 мм
Масса	8.1 кг

Дополнительные характеристики

МЕ MB1 электрохирургический коагулятор с индивидуальной встроенной системой контроля и новым эффективным эндо-режимом.

Особенности:

- способствует сокращению периода реабилитации;
- проведение более точных надрезов;
- регулирование мощности с помощью поворотных рукояток;

- технология точного разреза;
- регуляция глубины коагуляции;
- защита от ожогов и ударов тока;
- универсальность использования в любой области хирургии.