

Коагулятор KLS Martin ME MB3

РЗН 2016/4880

электрохирургический, режимы коагуляция / резание / биполярное резание / монополярное резание, коагуляция биполярная / монополярная, выходное напряжение 400 В, частота излучения 4.0 МГц, контроль утечки тока, самодиагностика

Gebruder Martin GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Область применения	гинекология / общая хирургия / пластическая хирургия / урология
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / резание / биполярное резание / монополярное резание
Коагуляция	биполярная / монополярная
Выходное напряжение	400 В
Частота излучения	4.0 МГц
Выходная мощность	300 Вт
Звуковая индикация	Да
Контроль утечки тока	Да
Педаль	Да
Самодиагностика	Да
Размеры	405×380×135 мм
Масса	8.6 кг

Дополнительные характеристики

Особенности электрохирургического аппарата ME MB3:

- цифровая индикация выходной мощности;
- способствует сокращению периода реабилитации;
- проведение более точных надрезов;
- подбор как мощности, так и скорости коагуляции;
- технология точного разреза;

- наличие блока управления;
- защита от ожогов и ударов тока;
- универсальность использования в любой области хирургии;
- наличие педали и системы самотестирования.