

## Коагулятор KLS Martin MMC 80 minicutter

РЗН 2016/4049

радиохирургический / электрохирургический, режимы  
коагуляция / резание / биполярное резание /  
монополярное резание, коагуляция биполярная /  
монополярная / спрей, частота излучения 0.45 МГц,  
пинцет, рукоятка, набор электродов, нейтральный  
электрод

Gebruder Martin GmbH & Co. KG, Германия



### Характеристики

---

|                      |                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Область применения   | амбулаторная хирургия / гинекология / дерматология /<br>косметология / ЛОР / стоматология |
| Тип                  | радиохирургический / электрохирургический                                                 |
| Режим работы         | коагуляция / резание / биполярное резание /<br>монополярное резание                       |
| Коагуляция           | биполярная / монополярная / спрей                                                         |
| Частота излучения    | 0.45 МГц                                                                                  |
| Выходная мощность    | 80 Вт                                                                                     |
| Кабель               | Да                                                                                        |
| Педаль               | Да                                                                                        |
| Пинцет               | Да                                                                                        |
| Рукоятка             | Да                                                                                        |
| Набор электродов     | Да                                                                                        |
| Нейтральный электрод | Да                                                                                        |

### Дополнительные характеристики

---

#### Особенности электрокоагулятора MMC 80 minicutter:

- способствует сокращению периода реабилитации;
- возможность проведения более точных надрезов;
- интуитивно понятный интерфейс;
- технология точного разреза;
- монитор и кнопки переключения;
- защита от ожогов и ударов тока;

- универсальность использования в любой области хирургии;
- возможность отследить все параметры при работе с прибором;
- наличие одноразового двухсекционного нейтрального электрода.