

Коагулятор ЭФА медика ЭХВЧАрК-120-01

ФСР 2012/13873

электрохирургический, режимы коагуляция /
биполярное резание / монополярное резание,
коагуляция биполярная / монополярная /
бесконтактная / аргонплазменная, выходное
напряжение 220 В, частота излучения 0.44 МГц,
пинцет, самодиагностика, набор электродов,
нейтральный электрод

ЭФА медика ООО, Россия



Характеристики

Область применения	гастроэнтерология / гинекология / общая хирургия / отоларингология / урология
Тип	электрохирургический
Режим работы	коагуляция / биполярное резание / монополярное резание
Коагуляция	биполярная / монополярная / бесконтактная / аргонплазменная
Выходное напряжение	220 В
Частота излучения	0.44 МГц
Выходная мощность	4000 В
Звуковая индикация	Да
Кабель	Да
Педаль	Да
Пинцет	Да
Самодиагностика	Да
Набор электродов	Да
Нейтральный электрод	Да
Размеры	320×320×140 мм
Масса	8 кг

Дополнительные характеристики

Аппарат электрохирургический высокочастотный с двумя режимами аргонплазменной бесконтактной коагуляции ЭХВЧАрК-120-01-"ЭФА-М", для коагуляции тканей паренхиматозных органов и возможностью работы во всех режимах как с газоподачей, так и без нее.

Особенности:

- прибор подходит как для резания, так и для коагуляции;
- присутствует звуковой и световой датчик;
- система контроля выходного напряжения;
- прибор используется в открытой хирургии, гибкой эндоскопии, лапароскопии.